

**B. Braun Milano S.p.A. a Socio Unico**  
**UFFICIO GARE**

Via V. da Seregno, 14  
20161 Milano

Tel. 02/66.243.1 Fax 02/66218369  
Email: [servizio.clienti@bbraun.com](mailto:servizio.clienti@bbraun.com)  
PEC : [bbraun-mi@registerpec.it](mailto:bbraun-mi@registerpec.it)

Azienda Zero  
Passaggio Luigi Gaudenzio 1  
35131 Padova PD

Cod. cliente: 20831012

Milano, 05/06/19

Pratica N° 96522/2019

(Si prega citare sempre i riferimenti di cui sopra nella corrispondenza)

Ns. Rif.: 33220/2019

Vs. Rif.: **WEB** del 27/05/2019

**Oggetto: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO : PROCEDURA APERTA  
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI IN  
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO**

**OSSERVAZIONI**

La sottoscritta Società **B.Braun Milano SpA** - con domicilio, sede legale ed amministrativa a Milano in Via Vincenzo da Seregno n. 14 - tel. 02.66.218.1, fax 02.66.21.83.69, E-mail : [servizio.clienti@bbraun.com](mailto:servizio.clienti@bbraun.com) ; PEC: [bbraun-mi@registerpec.it](mailto:bbraun-mi@registerpec.it) - **Codice Fiscale e Partita IVA 00674840152**, iscritta alla CCIAA di Milano al n. 318326 dal 28/09/1944 del Repertorio Economico Amministrativo e al n. 00674840152 del Registro Imprese, Codice Attività n. 46463, Ufficio II.DD. competente Milano Agenzia delle Entrate competente: Milano 2 – Via Ugo Bassi 4/A, in riferimento a quanto in oggetto, di seguito elenca le proprie osservazioni:

LOTTO	OSSERVAZIONE
7	Per una maggior concorrenza si propone di aggiungere: o 16/16 G circa
8	Per una maggior concorrenza si propone: RIF A: misura da 7 a 12 Fr circa RIF B: misura da 4 a 7 Fr circa
9	Per una maggior concorrenza si propone di aggiungere: 3 vie equivalenti a 16/18/18 circa e di considerare opzionale il lume pari a 14 G
25	Guida in Nitinol con due estremità flessibili, una a J ed una retta” si chiede, per garantire una maggiore concorrenza, di poter presentare anche guide classiche a J. Per quanto di nostra conoscenza, nessuna azienda fornisce nel kit standard guide a J e rette
27	Si chiede la possibilità di prendere in considerazione una valvola a dislocamento positivo in alternativa a quella a dislocamento neutro in quanto funzionalità e benefici per il paziente, come dimostrato da diversi studi, sono perfettamente sovrapponibili
29	Si chiede di prendere in considerazione la cateterizzazione dell'arteria radiale mediante un ago cannula di nuova generazione con tecnologia antireflusso, 20G con cannula in

Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto dovranno essere effettuate al tel. 02.66.218.1 fax 02.66243369, indirizzo e\_mail : [Servizio.clienti@bbraun.com](mailto:Servizio.clienti@bbraun.com) , Indirizzo posta elettronica certificata [bbraun-mi@registerpec.it](mailto:bbraun-mi@registerpec.it).

**Capitale Sociale**  
Euro 20.688.000  
interamente versato

**Società soggetta**  
all'attività di direzione  
e coordinamento della  
B. Braun Melsungen AG

**Registro Imprese**  
di Milano  
00674840152

**Cod. Fisc./P. IVA**  
00674840152

**REA Milano**  
318326

Azienda Zero  
Passaggio Luigi Gaudenzio 1  
35131 Padova PD

Cod. cliente: 20831012

Milano, 05/06/2019

Ns. Rif.: 33220/2019

Vs. Rif.: **WEB** del 27/05/2019

	poliuretano lunga 5 cm. Tale ago è dotato di una membrana all'interno del cono catetere che garantisce la chiusura del sistema durante tutto il suo utilizzo. La membrana si apre solo se avviene una connessione con dispositivo con attacco Luer e/o Luer Lock, e ha la capacità di essere a multiattivazione. Tale dispositivo inoltre è in grado di ridurre al minimo il rischio di punture accidentali grazie ad un sistema di sicurezza passivo a protezione dell'ago. L'adozione del suddetto sistema si traduce in una maggior sicurezza dell'operatore, evitando punture accidentali e l'esposizione al sangue del paziente, con il conseguente rischio biologico. In ultima analisi il suddetto ago cannula consente di contenere i costi dell'Azienda per la cateterizzazione di arterie radiali, pur fornendo un'efficacia comparabile a quella del metodo Seldinger
30	Si richiede di ampliare la gamma misure includendo la misura F8, meno traumatica per il paziente e identicamente utilizzabile con qualsiasi catetere per gittata cardiaca, modificando la descrizione in F8, oppure F8,5 oppure F9

Si comunicano inoltre, i nominativi delle persone che presenzieranno alla riunione del 17/06/2019:

Sigg.ri Tiziano Farina e Ivan Longo

Distinti Saluti,

B. Braun Milano S.p.A.

Giuseppe Potenzoni nato il 26/07/1978 a S.Donato M.se  
Procuratore

