

Azienda Zero - Prot. n. 0004930/2019 - E - 05/03/2019

Buongiorno

Lotti 18– 19 -22

I lotti in oggetto trattano di siringa con dispositivo di sicurezza. Gradiremmo precisare che:

1. Esiste una siringa con ago di sicurezza che è un dispositivo che si applica a fine iniezione e che ha già provocato diverse punture accidentali.
2. Siringa monouso con sistema di sicurezza attivo: con questo dispositivo l'operatore a fine iniezione ritira manualmente lo stantuffo e contemporaneamente l'ago all'interno del corpo siringa
3. Siringa monouso con sistema di sicurezza passivo a fine iniezione l'ago si ritira automaticamente all'interno del pistone senza che l'operatore si attivi con manovre aggiuntive. L'inserimento dell'ago avviene non nel corpo della siringa ma nel pistone evitando qualsiasi possibile fuoriuscita e utilizzo dell'ago stesso. È considerata l'unica vera siringa di sicurezza che annulla completamente qualsiasi rischio di punture accidentali.

Gradiremmo per favore che in capitolato fosse riservata a tutte le tre le modalità la possibilità di partecipare.

Rimaniamo a disposizione, ringraziamo ed inviamo cordiali saluti

Il Presidente

Franco Callegari

PHARMA EEC Srl
Via Sartori,10
43126 Parma
www.pharma.it

P.I. 01620830347
Codice Fis./Reg.Imp.
PR 07424950157
R.E.A. PR N. 167650
M. reg Soc. M. 562729
Cap.Soc. € 48360,00
TEL +39 0521 788222
FAX +39 0521271955