

Lotto 20: Sistema di protesi di ginocchio da revisione																											
			Ditta	LIMACORPORATE		SMITH&NEPHEW		WALDNER TECNOLOGIE		J-TECH		ORTHOLAB		MICROPORT		EXACTECH		MEDACTA		MATHYS ORTOPEDIA/		MBA ITALIA/		JOHNSON&	JOHNSON	B. BRAUN MILANO	
			Prodotto offerto	Multigen Plus		Legion Revision		Triathlon TS		Vanguard		Endomodel		Advance		optretak		GMK Revision		BalanSys® REVISION		Apex cxx		PFC® Sigma (Attune)		Columbus	
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI	MAX 21 di cui:		Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE < 7 misure femorali punti=1;misure femorali da 7 a 8 compreso=3 PUNTI; misure femorali >9 compreso=5 PUNTI	10 componenti femorali	5	7 misure femorali	3	8 misure femorali	3	10 misure femorali	5	4 misure femorali con troclea e 4 senza troclea	3	5 misure femorali+5 plus	5	5 misure femorali	1	6 misure femoral standard	1	5misure femorali	1	5misure femorali	1	6misure femorali	1	7 misure femorali	3
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)	materiali ergonomici con caratteristiche base	6	Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	8	Materiale Lega Vitallium.9, vitallium, massima ergonomicità, considerate anche le caratteristiche di prevenzione contro l'usura, il materiale innovativo	9	Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomicità e prevenzione da complicanze	8	sistema standard	7	sistema standard	7	sistema standard	7
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti: 3 suff numero accoppiamenti;5: discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti	7	elevato numero di accoppiamenti	7	discreto numero di accoppiamenti	5	elevato numero di accoppiamenti	7	sufficiente numero di accoppiamenti	3	elevato numero di accoppiamenti	7	elevato numero di accoppiamenti	7	elevato numero di accoppiamenti	7	discreto numero di accoppiamenti	5	discreto numero di accoppiamenti	5	elevato numero di accoppiamenti	7	discreto numero di accoppiamenti	5
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10																									
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	scatola ricoperta in cellophane senza invito, necessarie forbici	4	confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	5	confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	5	Difficoltà nell'apertura. Necessarie forbici per apertura cellophane; necessario tagliare due sigilli	4	taglia poco evidente; no lingua italiana	4	confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	5	scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane, perché apertura senza invito;	4	necessità di forbici sia per il cellophane che per la scatola	4	confezionamento esterno facile da aprire, viene garantita la sterilità e viene garantita la riconoscibilità del prodotto	5	la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, sicurezza di mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5	riconoscibilità non ottimale: tutte le informazioni sono riportate solo nel confezionamento esterno, rischio di perderle una volta aperto e buttato	4
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	la busta piu interna sterile ha necessità di apertura con forbici	4	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	5	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	5	viene garantito il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	solo 4 etichette per registro paziente (poche)	4	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	5	gli inserti sono confezionati in buste; la busta più interna, confezionata sottovuoto, ha necessità di apertura con le forbici	3	6 etichette e tendono a staccarsi	4	il confezionamento interno garantisce il massimo isolamento	5	la confezione garantisce il massimo isolamento	5	garantiranno il massimo isolamento o in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	etichetta piccola con poche informazioni (mancano: scadenza, codice a barre, materiale, taglia per esteso)	3
3	STRUMENTARIO	MAX 14																									

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	strumentario medio nelle componenti proposte, nella precisione facilità e versatilità d'uso	8	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	lo strumentario è completo e consente il bilanciamento legamentoso	9	
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	il Kit garantisce buona praticità, sicurezza e intuitività.	3	
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE	MAX 13																								
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	documentazione scientifica insufficiente	1	2	documentazione scientifica molto approfondita e molto numerosa	3	documentazione scientifica appena sufficiente	2	documentazione scientifica molto approfondita e molto numerosa	3	documentazione su protesi da revisione sufficienti	2	documentazione e su protesi da revisione appena sufficienti	2	documentazione scientifica mediocre	2	articoli non inerenti alla protesi da revisione	1	documentazione scarsa	1	bibliografia significativa	3	vedi dichiarazioni e allegata della Ditta	0
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	follow up sufficiente	3	1	follow - up molto specificato e con riviste scientifiche di alto spessore	9	follow up con un limitato numero di articoli	5	follow - up molto specificato e con riviste scientifiche di alto spessore	9	follow up scarso	1	non presente follow up di protesi da revisione nella documentazione e presentata	0	POCHI LAVORI di follow up protesi recente	6	follow up poco rilevante	3	follow up sufficiente	3	buon follow up	6	vedi dichiarazioni e allegata della Ditta	0
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13																								
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali controllo	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, formazione poco dettagliata, audit non specificati	5	7	nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	5	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se upgrade	9	ben specificati tutti i requisiti richiesti	6	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9	non specificata qualifica del personale, audit semestrali e controllo scadenza	7	no reperibilità, strumentario consegnato di volta in volta in caso di pochi interventi	7	pochi recapiti, no reperibilità, non molto dettagliata la qualifica del personale	7	pochi recapiti, non indicata reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e, non specificata formazione per	5	pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e specifica formazione e tecnico-sanitaria, non specificati audit	no reperibilità, non specificata: la qualifica del personale, l'audit, il controllo scadenze, informazioni e se upgrade	4	

