

			Ditta	SMITH&NEPHEW		WALDNER TECNOLOGIE		ORTHOLAB		PERMEDICA
			Prodotto offerto	LEGION HK		MRH		ENDOMODEL		GKS BUTTERFLY
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili :RANGE < 7 misure femorali punti=1;misure femorali da 7 a 8 compreso=3 PUNTI; misure femorali >9 compreso=5 PUNTI	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
1A)	gamma di misure.	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	4 n.componenti femorali	1	5 n.componenti femorali	1	6 componenti femorali	1	2 componenti femorali:si presenta come un assieme
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilità, usura, altro)	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Massima ergonomia, considerate anche le caratteristiche di prevenzione contro l'usura, il materiale innovativo, la valutazione del design, la stabilità dell'impianto della tibia	9	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente:RANGE:3 suff numero accoppiamenti;5:discreto numero accoppiamenti; 7 elevato numero accoppiamenti	4 femori+5 tibiae 9accoppiamenti; cerniera presente	3	4 tibiae +5 femori=9 accoppiamenti	5	3n. componenti tibiali+6 componenti femorali = per 9accoppiamenti	3	2 componenti tibiali e=4 accoppiamenti
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui:								
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	taglia poco evidente; no lingua italiana	4	scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	solo 4 etichette per registro paziente (poche)	4	piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui:								
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità
3b)	ergonomia del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui:								

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	documentazione scientifica appena sufficiente	2	buona documentazione presentata	3	buona documentazione scientifica	3	documentazione scarsa ma pertinente
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	scarso follow up	1	ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	9	buon follow up	9	follow up scarso ma pertinente
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui								
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di upgrade tecnologici delle protesi e delle strumentazioni.	nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	7	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit e formazione se upgrade	5	supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	6	supporto tecnico e formativo scarso , audit non specificati
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica
				totale	50		60		56	

Ce
M G
2

	MEDACTA		IMPLANTCAST ITALIA		JOHNSON& JOHNSON		B. BRAUN MILANO		LIMA CORPORATE		Jtech		
	GMK Hinge		MUTARS® Genux® MK		MBT da revisione		ENDURO		MULTIGEN PLUS		Nexgen		
Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	
1	6 n.misure femorali	1	5 n.misure femorali	1	3 taglie femorali	1	3 taglie femorali	1	10 misure femorali	5	5 misure femorali	1	
8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	Buona corrispondenza in materia di ergonomia e prevenzione da complicanze	8	
3	6 tibie +6 FEMORI=12 accoppiamenti	5	5 misure tibiali e 5 femorali cerniera presente=10 accoppiamenti	5	6 TIBIE+3 femori=9 accoppiamenti	5	3 tibie +CERNIERA+3 femorali=6 accoppiamenti	3	10 tibie 20 accoppiamenti	7	8 misure tibiali e cerniera presente	5	
4	la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	piena corrispondenza a quanto previsto dal capitolato tecnico	5	, riconoscibilità non ottimale: tutte le informazioni sono riportate solo nel confezionamento esterno, rischio di perderle una volta aperto e buttato	4	scatola ricoperta in cellophane senza invito, necessarie forbici	4	protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	5	
5	garantito il massimo isolamento in base alle caratteristiche	5	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	piena corrispondenza a quanto previsto dal capitolato tecnico	5	etichetta piccola con poche informazioni (mancano: scadenza, codice a barre, materiale, taglia per	3	la busta piu interna sterile ha necessità di apertura con forbici	4	garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	5	
10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	lo strumentario garantisce la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso; ottima versatilità e praticità	10	strumentario medio nelle componenti proposte di semplicità, versatilità e facilità d'uso	8	
4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4	il Kit garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di	4	

2	mediocre documentazione	2	mediocre documentazione	2	mediocre documentazione	2	mediocre documentazione	2	scarsa documentazione	1	documentazione scientifica numerosa	3
2	nessun follow up	0	scarso follow up	1	scarso follow up	1	mediocre follow up	2	no follow up come dichiarato dalla ditta	0	ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	9
6	no reperibilità, strumentario consegnato di volta in volta nel caso di pochi interventi	7	inoltre recapiti telefonici mail e fax, non indicata la reperibilità, la numerosità del personale, si presenza specialist su richiesta e da cponcordare, si audit ma da	4	pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata la numerosità del personale e specifica formazione tecnico - sanitaria, non specificati audit semestrali né controlli e scadenze	5	, no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit, controllo scadenze e formazione se upgrade	4	no reperibilità, non specificata qualifica del personale, formazione poco dettagliata, audit non specificati	5	ben specificati tutti i requisiti richiesti	9
4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	la ditta dichiara la propria disponibilità alla sostituzione gratuita	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4	dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4
49		51		49		50		45		52		61

CD
AS
AW
g
N