

DualCap® IV Pole Strips™ Male - Cappuccio Disinfettante per Connettori Luer Maschio in Strisce Appendibili

CODICE	MODELLO
660DB	Cappuccio disinfettante monouso DualCap® IV Pole Strips™ per connettori luer maschio in strisce appendibili da 5 pezzi
FABBRICANTE:	Merit Medical Systems Inc. – Utah (USA)
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:	INNOVAMEDICA SPA – Cusago, MI (Italia)
Descrizione:	<p>Il connettore DualCap® IV Pole Strips™ Male è un dispositivo monouso costituito da un tappo con connessione luer lock su tutte le valvole di accesso luer maschio all'interno del quale è presente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%.</p> <p>La sua funzione è quella di assicurare, per i 7 giorni successivi la sua connessione, una disinfezione di tutti i dispositivi a cui è connesso un connettore maschio.</p> <p>Il DualCap® IV Pole Strips™ Male si utilizza quindi come accessorio utile ad abbattere il rischio infettivo ed a creare una barriera antimicrobica su tutti i connettori associati ad accessi venosi, siano essi CVC, PICC, midline o altre tipologie. Ogni volta che sia necessario infondere si dovrebbe utilizzare o sostituire il DualCap® IV Pole Strips™ Male sulla linea di somministrazione infusoriale.</p> <p>Se viene lasciato in posizione senza essere rimosso per 30 secondi, DualCap® IV Pole Strips™ Male disinfetta i connettori luer maschio della linea di somministrazione endovenosa formando una barriera fisica contro la contaminazione che, in condizioni normali, può durare fino a 7 giorni.</p> <p>L' applicazione di DualCap® IV Pole Strips™ Male avviene tramite avvitamento con filettatura e ha certificazione ISO per le connessioni luer lock. Il dispositivo copre e protegge tutte le superfici critiche del connettore luer lock maschio, ha superficie liscia per prevenire l'insorgenza di irritazioni cutanee ed impugnatura ergonomica per facilitare la presa ed il posizionamento del dispositivo.</p> <p>DualCap® IV Pole Strips™ Male è un dispositivo coperto da brevetto.</p> <p>DualCap® IV Pole Strips™ Male è certificato ISO 80369 per le Connessioni Luer Lock.</p>
Materiale:	Materiale plastico di grado medicale, alcool isopropilico Dispositivo latex free e privo di ftalati
Area di applicazione:	Sistemi di disinfezione per accessi venosi.
Confezione:	Confezione da 175 pezzi in 35 strisce appendibili da 5 cappucci ciascuna.
Classe:	IIa
Metodo di sterilizzazione:	Raggi Gamma. Sterile fino a quando la confezione esterna è chiusa e non danneggiata
Durata:	3 anni dalla data di sterilizzazione
Conservazione:	Conservare DualCap® IV Pole Strips™ ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 30°C
Marchi e Certificazioni:	Prodotto marcato CE conforme alla direttiva CEE 93/42 Organismo Notificato N. 0086
Codici CND	A0706
Repertorio N.	1644488/R