

Spett.le  
REGIONE VENETO – AZIENDA ZERO  
U.O.C. CRAV  
Punti di contatto: Passaggio Gaudenzio 1  
35131 Padova

Il Direttore  
della U.O.C. CRAV  
Dott.ssa Sandra Zuzzi

Varedo, 04 Giugno 2019

Teleflex Medical S.r.l.  
Via Torino 5  
I - 20814 Varedo MB (Italy)

Tel.: + 39-0362-58901  
Tel.: + 39-0362-58911  
Fax: + 39-0362-589040

www.teleflex.com  
info.it@teleflex.com  
info.it@teleflex.legalmail.it

Cap. soc. 100.000 Euro i.v.  
R.E.A. MI 1088982  
REG. IMPR. 06324460150  
C.F. 06324460150  
P.IVA IT 02804530968  
Socio Unipersonale

**OGGETTO : "Osservazioni bozza capitolato Dispositivi per infusione accessi vascolari".**

In merito a quanto in oggetto, ci permettiamo sottoporre le nostre osservazioni alla bozza di capitolato, come segue nel dettaglio:

- Con riferimento alla vostra richiesta relativa alle etichette staccabili per i dispositivi impiantabili, SI CHIEDE se come "dispositivi impiantabili" si possano intendere solo PICC, PORT e CVC a lungo termine.  
In ogni caso, SI CHIEDE che la presenza di etichette staccabili sia considerata condizione preferenziale, ma non causa esclusione, dal momento che questo requisito non è previsto dalla normativa dei dispositivi medici.
- Lotto 2 SEGNALIAMO che la misura 5 FR x 15 cm circa è già inserita nel lotto 1 (16G=5Fr)
- Lotto 4 SI CHIEDE se è possibile rettificare da misura 3 Fr a 3 Fr circa.
- Lotto 8 Rif. A). Dal momento che i cateteri venosi centrali hanno un valore di mercato diverso a seconda che siano da 3, 4 o 5 lumi, SI CHIEDE di suddividere il riferimento A oppure di specificare i quantitativi per i CVC da 3, da 4 e da 5 lumi, in modo da consentire alle aziende di fare una quotazione adeguata.
- Lotto 32 SI SEGNALE che, in base alle nostre conoscenze, nessuna azienda dispone del CVC da dialisi temporanea nella misura 6 Fr.
- In aggiunta ai lotti indicati nel dialogo tecnico, SI SUGGERISCE di inserire un nuovo lotto relativo a cateteri venosi centrali a breve termine in poliuretano resistenti alle alte pressioni da 2 a 4 lumi.  
Infatti, esiste ampia letteratura sulla problematica della rottura di cateteri venosi centrali, quando utilizzati per l'iniezione con mezzi di contrasto. Tali dispositivi garantirebbero la sicurezza del paziente e la realizzazione efficace delle procedure diagnostiche con iniettori ad alte pressioni.

Ringraziando per l'attenzione prestataci, porgiamo distinti saluti.

TELEFLEX MEDICAL SRL  
Giovanni Cordone  
Procuratore