



Spett.le

AZIENDA ZERO

Passaggio Gaudenzio n. 1

35131 PADOVA

Oggetto: Osservazioni bozza capitolato Dispositivi per infusione accessi vascolari.

LOTTO 15

Il tipo di catetere richiesto è oggi sostituito sul mercato da catetere di tipo Power Injectable con tecnica di inserimento atraumatica con microintroduttore e diverse tipologie disponibili per distanza cuffia-hub.

Si suggerisce pertanto di:

- Aggiungere la caratteristica "Power Injectable"
- Inserire la caratteristica "Filo guida in Nitinol da .018 con estremità flessibile atraumatica"
- Rimuovere la "J" che è superata dall'uso di microguide
- Inserire "AGO da 21G ecogenico e set di microintroduzione"
- Disponibili preferibilmente in versioni diverse per distanza cuffia-hub

LOTTO 17

Il tipo di catetere richiesto è oggi sostituito sul mercato da catetere di tipo Power Injectable con tecnica di inserimento atraumatica con microintroduttore e diverse tipologie disponibili per distanza cuffia-hub.

Si suggerisce pertanto di:

- Aggiungere la caratteristica "Power Injectable"
- Inserire la caratteristica "Filo guida in Nitinol da .018 018 con estremità flessibile atraumatica"
- Rimuovere la "J" che è superata dall'uso di microguide
- Inserire "AGO da 21G ecogenico e set di microintroduzione"
- Aggiungere "disponibili anche in versione trilume" utili per alcune specifiche tipologie di pazienti

SEDA S.p.A.

Via Tolstoi, 7
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)

Società uni personale soggetta a direzione
e coordinamento di forseda s.p.a. Milano

Telefono +39 02 48424.1
Telefax +39 02 48424290
www.seda-spa.it
sd@seda-spa.it
garepreventivi@pec.seda-spa.it

Sede legale:
Via G. Carducci, 8
20123 Milano
CF/P.IVA 01681100150

Cap. Soc. € 3.000.000 i.v.
R.E.A. N. 853115 - Milano
RAEE IT08020000001792
UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485



SEDA S.p.A.

LOTTO 18

Trattandosi di cateteri Midline Power Injectable i requisiti di flusso e pressione che suggeriamo di inserire sono superiori a quanto specificato.

Si suggerisce pertanto di:

- aggiungere "5 ml/sec" e "300 psi di pressione".
- "Il kit deve essere dotato di Ago di Sicurezza e Bisturi di Sicurezza" per essere utilizzato in modo corretto e sicuro da parte del personale infermieristico
- Il Kit deve essere completo di sistema di fissaggio sutureless
- Il Kit deve includere il dispositivo Needlefree a pressione neutra
- Il catetere deve essere dotato di alette di fissaggio ed estensioni integrate e chiara indicazione del tipo "Midline" al fine di non essere scambiato con un PICC

LOTTO 19

Si suggerisce pertanto di:

- "Il kit deve essere dotato di Ago di Sicurezza e Bisturi di Sicurezza" per essere utilizzato in modo corretto e sicuro da parte del personale infermieristico
- Il Kit deve essere completo di sistema di fissaggio sutureless
- Il Kit deve includere il dispositivo Needlefree a pressione neutra e metro sterile

LOTTO 20

Trattandosi di cateteri PICC Power Injectable i requisiti di flusso e pressione che suggeriamo di inserire sono superiori a quanto specificato.

Si suggerisce pertanto di:

- aggiungere "5 ml/sec" e "300 psi di pressione".
- "Il kit deve essere dotato di Ago di Sicurezza e Bisturi di Sicurezza" per essere utilizzato in modo corretto e sicuro da parte del personale infermieristico
- Il Kit deve essere completo di sistema di fissaggio sutureless
- Il Kit deve includere il dispositivo Needlefree a pressione neutra e metro sterile

SEDA S.p.A.

Via Tolstoj, 7
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)

Società uni personale soggetta a direzione
e coordinamento di forseda s.p.a. Milano

Telefono +39 02 48424.1
Telefax +39 02 48424290
www.seda-spa.it
sd@seda-spa.it
garepreventivi@pec.seda-spa.it

Sede legale:
Via G. Carducci, 8
20123 Milano

CF/P.IVA 01681100150

Cap. Soc. € 3.000.000 i.v.
R.E.A. N. 853115 - Milano
RAEE IT08020000001792
UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485

LOTTO 21

Trattandosi di cateteri PICC Power Injectable i requisiti di flusso e pressione che suggeriamo di inserire sono superiori a quanto specificato.

Si suggerisce pertanto di:

- aggiungere "5 ml/sec" e "300 psi di pressione".
- "Il kit deve essere dotato di Ago di Sicurezza e Bisturi di Sicurezza" per essere utilizzato in modo corretto e sicuro da parte del personale infermieristico
- Il Kit deve essere completo di sistema di fissaggio sutureless
- Il Kit deve includere il dispositivo Needlefree a pressione neutra e metro sterile

LOTTO 23

Si chiede di aggiungere che il sistema sia specificamente certificato come alternativa al RX torace o fluoroscopia.

Si chiede di considerare come preferenziale la presenza di tecnologia wireless e telecomando wireless per utilizzo da parte di singolo operatore su campo sterile.

LOTTO 28

Si suggerisce di inserire un lotto specifico per il sistema di fissaggio senza punti Sottocutaneo, che permette il fissaggio permanente del catetere grazie al sistema di ancoraggio in nitinol sottocute, idoneo per pazienti neonatali, pediatrici, adulti e tutte le tipologie di catetere e drenaggi da 3F a 12F. Tale sistema non è confrontabile con i sistemi adesivi in quanto non deve essere sostituito fino alla rimozione del catetere.

Allegiamo le relative schede tecniche.

Cordiali Saluti

SEDA S.p.A.
Amministratore Unico
(Sergio Zucchi)





Cognome.....ZARELLI
Nome.....SERGIO
nato il.....25/04/1941
(atto n.....214P1A S.....)
a.....Campobasso.....)
Cittadinanza.....ITALIANA
Residenza.....MILANO
Via.....ELBA N° 23
Stato civile.....CONIUGATO
Professione.....IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....1,74
Capelli.....BRIZZOLATI
Occhi.....CASTANI
Segni particolari.....

Firma del titolare.....
Milano il 03/05/2011
IL SINDACO
P.
Salerno Loredana
Euro 5,42