

**Spett.le
Azienda Zero – U.O.C. CRAV**

Pec: protocollo.azero@pecveneto.it

Sarmeola di Rubano (PD) 28.03.2018

Oggetto: Per U.O.C. CRAV – Osservazioni bozza capitolato set in TNT

In riferimento alla consultazione preliminare di mercato indetta da codesta azienda, si tiene a ringraziare della possibilità offerta e si invia quanto richiesto.

- Si segnala intanto che la sequenza dei codici prevede una ripetizione delle codifiche "G" (indicato sia per Oculistica che per Maxillo-facciale) ed "H" (indicato sia per ORL che per Anestesia).
- Nella bozza di capitolato non viene per il momento riportata la tolleranza prevista sulle misure. Si chiede, se possibile e per permettere una maggiore partecipazione alle aziende, di non prevedere una tolleranza limite in percentuale o centimetri. Si suggerisce, come ormai sempre più spesso previsto dai vari capitolati di gare analoghe, di prevedere una misura indicativa e che per il singolo telo / accessorio verrà comunque valutata l'idoneità all'intervento specifico dalla apposita commissione tecnica valutatrice.
Nel caso si scelga di mantenere una tolleranza, si chiede di prevedere una tolleranza più grande sulle misure maggiori rispetto a quelle minori di quelle indicate.
- Set B2 (set per spalla/clavicola e trazione tibia) e set C1 (set per colpoisterectomia): in entrambi i set la voce "c" prevede un telo di copertura a sacco per tavolo servitore "Mayo" di cm 80 x 145, con rinforzo assorbente in tnt di cm 79/80 x 145. Tale rinforzo quindi viene inteso applicato su tutta la superficie e lunghezza del sacco, quindi anche sulla parte verticale che copre la colonna che regge il tavolo (zona non deputata a supportare strumenti o ad assorbire). Si tratta di una descrizione molto vincolante, sicuramente fuori standard. Non ci risultano in commercio dispositivi con tali caratteristiche, se non costruiti ad hoc (individuali / customizzati), pertanto limitanti per molti produttori. Si chiede se trattasi di refuso, oppure eventualmente si suggerisce "con ampio rinforzo assorbente in tnt".
- Set B3 (set per protesi ginocchio): alla voce "j" relativa al telo estremità, si chiede il rinforzo e la sacca raccogli liquidi. Si chiede conferma della descrizione, in quanto se presenza di sacca raccogli liquidi il rinforzo potrebbe essere non necessario. Oppure si chiede di prevedere l'alternativa di telo estremità con rinforzo e con sacca raccogli liquidi integrata o applicabile.
- Set B4 (set per arti inferiori e superiori): alla voce "h" relativa al telo estremità, si prevede una misura di cm 400 x 260. Si chiede una conferma o maggiori dettagli / descrizione del telo in quanto le misure descritte sono fuori standard e limiterebbero la partecipazione a poche aziende.
- Set B6 (set inchiodamento lungo per fratture chiuse/anca accesso anteriore): si chiede una maggiore descrizione / indicazione del monotelo isolamento ad U verticale (voce "f") in quanto così descritto risulta fuori standard e viene pertanto fortemente limitata la partecipazione. In particolare si chiede conferma / descrizione della "U".
- Set B7 (set per fratture): alla voce "f" non è chiara la descrizione dello stockinette.

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284

Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)

Tel.: 049 89 76 244
Fax: 049 89 77 396

info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it

- Set per urologia (tutti i "D"): si chiede conferma del numero di camici. Si confermano 4 camici per tutte le tipologie di intervento?
- Set A7 (set trapianto fegato): per un evidente refuso alla voce "f" viene indicato un telo assorbente di cm 1230 x 150. In un analogo capitolato precedente con identica descrizione, veniva segnalato e poi corretto lo stesso refuso con altro telo di 75 x 90 cm. Si chiede la misura corretta.
- Set H1 di anestesia (set centrale / spinale / peridurale): per un evidente refuso alla voce "a" viene indicato un telo di 7,5 x 7,5 cm con foro di diametro 8. In un analogo capitolato precedente con identica descrizione, veniva segnalato e poi corretto lo stesso refuso con telo analogo di foro ma di dimensioni 75 x 90 cm. Anche in questo caso si chiede la misure corretta.
- Set H2 di anestesia (centrale pediatrica / neonatale): si chiede se, per analogia con l'altro set di anestesia H1, anche in questo caso le garze 7,5 x 7,5 cm devono essere in TNT.
- Set I1 (kit base universale di radiologia interventistica): si chiede conferma della ciotola azzurra da 5000 ml (5 litri), in quanto in un analogo capitolato precedente con stessa identica descrizione, la stessa era da 500 ml. Inoltre si chiede di poter eliminare o rendere facoltativa la spugna all'interno della ciotola rossa per i rifiuti.
- Nello stesso set I1, relativamente alle ciotole colorate, si chiede se i colori sono vincolanti o possono eventualmente essere modificati. In particolare quella relativa alla voce "k" – 250 ml verde per disinfettante: è un colore che non tutti i produttori di articoli "terzi" (ciotole) producono. Capendo la necessità di una colorazione diversa dalle altre ciotole, si chiede di poter prevedere nel particolare una colorazione diversa, pur distinguibile dalle altre.
- Set I2.1 (angio femorale): le voci "a" e "b" prevedono la stessa siringa. Si tratta di quindi due siringhe uguali da 20 ml L/L?
- Set I2.4 (emodinamica): non sono chiare le descrizioni delle siringhe (due si ripetono, in una manca la capacità). Anche in questo caso, nello stesso analogo capitolato precedente, con descrizione esattamente identica, dopo segnalazione venivano corrette le misure delle siringhe (nella fattispecie: 1 da 5 ml L/L, 1 da 5 ml L/L rossa, 1 da 20 ml L/S ed una da 20 ml L/L gialla). Si chiede di segnalare la descrizione corretta.
- Set L1 (ambulatori odontoiatrici): si segnala che un telo ad U di cm 100 x 180 è fuori misura standard e presente in pochi cataloghi. Ci si permette di suggerire le alternative di 120-25 x 150 oppure di 150 x 195-200 presenti nei cataloghi di tutti i produttori, così da permettere una maggior risposta da parte del mercato.
- Nell'elenco del materiale sfuso, la tasca adesiva a 4 scomparti è un accessorio che poche aziende producono. Per permettere una maggior risposta del mercato si chiede di poter prevedere anche alternative tipo 3 scomparti oppure due tasche da 2 scomparti.
- Si chiede, in linea generale, se i camici sterili vanno inseriti all'interno dei singoli set oppure previsti sfusi nella quantità indicata. Nel primo caso (camici inseriti nei set) si chiede pertanto, in sede di pubblicazione definitiva, di indicare la tipologia / taglia esatta da inserire.
- Nei set vengono indicate le quantità delle tovagliette assorbenti per asciugatura campo ma non per gli operatori. Si chiede se, come da punto precedente, i camici fossero richiesti all'interno dei set, debbano essere previste anche le salviette per gli operatori (non necessario ovviamente qualora venissero forniti sfusi).

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284
Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)
Tel.: 049 89 76 244
Fax: 049 89 77 396
info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it



- Inoltre onde evitare / ridurre richieste di chiarimenti successivi con conseguente ritardo nella produzione delle campionature, si chiede che in sede di pubblicazione definitiva vengano segnalati:
 - o Il numero dei teli 75 x 90 cm del set B7 (set per fratture) voce "d";
 - o Il numero dei camici e delle tovagliette assorbenti del set "G" di Maxillo – Facciale;
 - o Il numero delle tovagliette assorbenti del set H1 di anestesia.

- Si segnala infine la necessità, per quanto riguarda la campionatura, di prevedere un tempo congruo (almeno 75 giorni) nel caso venga richiesta sterile.
- Si chiede anche di sapere, se possibile, se come nella precedente gara (fatta però da un'azienda capofila e non dalla regione) sono previsti tre lotti uguali ma suddivisi per province / aree vaste, o come verrà prevista la fornitura.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono

Cordiali saluti,

Lohmann & Rauscher Srl

Il procuratore

Bressan Luca

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284

Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)

Tel.: 049 89 76 244
Fax: 049 89 77 396

info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it