


LOTTO 14				ADLER ORTHO	EXATECH SRL	MEDACTA ITALIA	J-TECH SRL	B BRAUN SPA	JOHNSON&JOHNSON	SMITH & NEPHEW SRL	LIMA CORPORATE	MICROPORT SRL	BIOMEDIKA SRL	PERMEDICA SPA
				GENUS	OPTETRAK LOGIC	GMK PRIMARY	PERSONA	COLUMBUS	ATTUNE	LEGION tks PRIMARY	PHYSICA	EVOLUTION	HLS KNEETEC DEEP DISH	GKS PRIME flex
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:												
1A)	gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili (Fino a 12 3 punti da 13 a 15 4 punti sopra il 15 5 punti)	4 punti - N.TAGLIE: 13 (7 STANDARD E 6 MINUS)	3 punti - n. taglie: 10	4 punti n.taglie: 15 (8 standard e 7 minus)	5 punti N. taglie: 22 (11 standard e 11 narrow)	3 punti - N. TAGLIE : 12 (7 taglie S.T. e 5 narrow)	4 punti - N. taglie: 14 (10 standard e 4 narrow)	5 punti - N. taglie : 11 (7 narrow e 4 narrow)	5 punti - N. TAGLIE: 10	5 punti - N. Taglie: 12 (8 standard e 4 narrow)	5 punti - N.TAGLIE: 10 (7 STANDARD E 3 NARROW)	5 punti: n. taglie: 10
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilitazione, usura, altro)	6 PUNTI: sistema standard	9 punti: SISTEMA completo CON VARIE POSSIBILITA' es: HI-FLEX, 3 SLOOP INSERTO.	6 PUNTI: sistema standard	9 PUNTI: uhmwpe CON Vitamina E crosslinkato DESIGN Protesi anatomica	6 PUNTI: sistema standard	6 PUNTI: sistema standard	9 punti: oxinium ; pag. 3 scheda tecnica test FDA durabilità fino a 30 anni	6 PUNTI: sistema standard	9, materiali e strumentario con possibilità di regolazioni molto accurate	6 PUNTI: sistema standard	9 PUNTI: uhmwpe CON VitaminaE
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti; 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti. 7, elevato numero di accoppiamenti.	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti	5 punti, discreto numero di accoppiamenti	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti	5 punti Discreto numero tibia: 5 + 4 plus	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti	5 punti, discreto numero di accoppiamenti	7 PUNTI: elevato numero di accoppiamenti, 10 tibie
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui												
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	4, confez. in plastica; necessaria la forbice per aprire le scatole, sigillate da scotch.	4 punti, scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane, perché apertura senza invito;	4, necessità di forbici sia per il cellophane che per la scatola	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, riconoscibilità non ottimale: tutte le informazioni sono riportate solo nel confezionamento esterno, rischio di perderle una volta aperto e buttato	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, difficoltà apertura, necessarie forbici
2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	3, 6 etichette (si staccano e si appiccicano tra loro, molto difficile recuperarle)	3 punti, gli inserti sono confezionati in buste; la busta più interna, confezionata sottovuoto, ha necessità di apertura con le forbici	4 punti, 6 etichette e le stesse tendono a staccarsi	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	3, etichetta piccola con poche informazioni (mancano: scadenza, codice a barre, materiale, taglia per esteso)	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	4, la busta interna deve essere aperta con le forbici e ciò rende più difficoltosa l'apertura	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui												
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	10, piena corrispondenza
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	2, garantisce sufficiente ergonomicità	4, piena corrispondenza
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui												
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	3, documentazione scientifica numerosa, considerato il numero di lavori negli ultimi 3 anni in riviste indicizzate	3, documentazione scientifica numerosa	2, documentazione scientifica mediocre	3, documentazione scientifica numerosa	2, documentazione scientifica mediocre	3, documentazione scientifica numerosa	3, documentazione scientifica numerosa	1, documentazione molto limitata.	3, documentazione scientifica numerosa	1, documentazione molto limitata.	2, documentazione scientifica mediocre
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	6, medio, considerato il numero di impianti negli ultimi due anni e il tipo di rivista	9, piena corrispondenza	6, pochi lavori, benché recenti	9 protesi recente ma ha piu' di 7000 impianti in tre anni	6, pochi lavori, benché recenti	6 Follow up breve perché la protesi è recente. Nel breve periodo il tasso di revisione è molto basso.	9, piena corrispondenza	3. Follow up scarsamente significativo.	9 (48000 impianti dal 2011)	3, follow up limitato	6, pochi lavori, benché recenti

5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui												
5a)		9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	5, non dichiarata la qualifica del personale, non indicata la reperibilità, supporto tecnico e formativo scarso	7, non specificata qualifica del personale, audit semestrali e controllo scadenze non specificati	7, no reperibilità, strumentario consegnato di volta in volta in caso di pochi interventi	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti	4, no reperibilità, non specificata qualifica del personale, non specificati audit, controllo scadenze e formazione se upgrade	5, pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e specifica formazione tecnico-sanitaria, non specificati audit semestrali, non specificati controlli scadenze	7, nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	5. No reperibilità, non specificata qualifica del personale, formazione poco dettagliata, audit non specificati	9, ben specificati tutti i requisiti richiesti	4, nessun recapito, no reperibilità, no numerosità né qualifica del personale, formazione scarsa, audit non specificati	6, supporto tecnico e formativo scarso, audit non specificati
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica
				56	61	58	70	51	59	68	53	70	48	62

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct marks: a large, stylized signature on the left, followed by a smaller signature, then another signature with the word 'Cox' written above it, and finally a set of initials 'ES'.