

			MBA ITALIA, conf. lotto 2,3, 11	WALDNER TECNOLOGIE	J-TECH	ORTHOLAB confez. Per i lotti 2,3,6,7,16,17	PERMEDICA	GRUPPO BIOIMPIANTI confezionament o lotti 2,3,6,7,8,9,10	SMITH&NEPHEW	ADLER ORTHO	MICROPORT
	LOTTO 2		Apex Knee Reconstruction System	Triathlon	Wanguard Complete Knee System	Gemini	GKS Prime Flex	K-MOD	LEGION TKS	GENUS S	ADVANCE
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:		ESCLUSA vedi anche CHIARIMENTO su altri lotti 8 FEBBRAIO 2018 A LOTTO4-6-etc : NON CONFORME perché raggio di curvatura costante, vedi Brochure raggio singolo, pag 2 scheda tecnica							ESCLUSA NON CONFORME PERCHÉ A RAGGIO DI CURVATURA COSTANTE, vedi scheda tecnica pag.5
1A)	Gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	5 punti, taglie femorali: 9 e anche 3 plus		5 punti, femorali 10 CR e 10 PS	5 punti, offrono REF 318-204 e REF 318- 205. Queste hanno 6 componenti femorali ciascuna. Offrono REF 318-212 e ref 318- 213. Queste ne hanno 7 misure ciascuna.	1 punto, 6 taglie disponibili destra e 6 sinistra	3 punti Offerta economica senza prezzi 5 taglie sinistre + 2 plus e 6 taglie destre + 3 plus	3 punti Legion Cromo Cobalto 8 destre e 8 sinistre; Ha 7 + 7 taglie	5 punti, 7 + 6 minus (v. anche offerta economica)	
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard		9 punti, materiali ergonomici con caratteristiche di miglior prevenzione dell'usura	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	9 punti, materiali ergonomici con caratteristiche di miglior prevenzione dell'usura	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	9 punti, materiali ergonomici con caratteristiche di miglior prevenzione dell'usura	6 punti, materiali ergonomici con caratteristiche standard	
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti. 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti. 7, elevato numero di accoppiamenti.	7	7 punti, taglie tibiali 6; in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti		7 punti, in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti	3 punti, in base al numero di taglie è possibile un sufficiente numero di accoppiamenti	7 punti, in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti	5 punti, in base al numero di taglie è possibile un discreto numero di accoppiamenti	7 punti, in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti (7, 7 normali - 8,8 plus)	7 punti, in base al numero di taglie è possibile un alto numero di accoppiamenti, 7 taglie normali e 3 plus	
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui									

Handwritten signature and initials, possibly reading 'Cape'.

accoglienza

2A)	confezionamento esterno	5	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità		4: difficoltà nell'apertura. Necessarie forbici per apertura cellophane; necessario tagliare due sigilli	4 taglia poco evidente; no lingua italiana	4, scatola ricoperta in cellophane; necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, confez. in plastica; necessaria la forbice per aprire le scatole, sigillate da scotch.	
2b)	confezionamento interno	5	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità		5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, presenti solo quattro etichette per il registro/paziente	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	3, gli inserti sono confezionati in doppia busta di carta; la prima busta durante l'apertura si rompe facilmente; se non si fa attenzione la busta sterile può cadere	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	3 punti , 6 etichette (si staccano e si appiccicano tra loro, molto difficile recuperarle)	
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui									
3a)	facilità e versatilità	10	10, adeguata versatilità e praticità		10, adeguata versatilità e praticità	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	10, adeguata versatilità e praticità	10, adeguata versatilità e praticità	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	
3b)	ergonomicità del kit	4	4, garantiscono adeguata ergonomicità		4, garantiscono adeguata ergonomicità	2, garantiscono sufficiente ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	4, garantiscono adeguata ergonomicità	
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui									
4 a)	documentazione scientifica	3	1, documentazione scientifica scarsa		2, documentazione scientifica insufficiente (solo 5 lavori benché pubblicati su riviste di rilevanza internazionale)	2, media documentazione scientifica	1, documentazione presentata scarsa	1, documentazione presentata scarsa	3, documentazione scientifica ampia e approfondita	1, documentazione presentata scarsa	

4 b)	follow up	9	6, i dati di follow up derivano solo dai registri nazionali e non da lavori scientifici		5, i dati di follow up sono limitati benché pubblicati su riviste di rilevanza	9, follow up più che buono	3, follow up limitato (dati dichiarati dalla ditta, non specificate pubblicazioni)	0, dalla documentazione scientifica non si desumono i dati di follow up	9, ottima documentazione presentata da cui si desume il più elevato follow up	4, documentazione clinica aspecifica e non indirizzata nella protesi in oggetto e follow-up limitato a cinque anni	
5	SERVIZIO DI ASSISTENZA	MAX 13 di cui									
5a)		9	7: pochi recapiti, non indicata reperibilità, non dichiarata numerosità del personale, non specificata formazione per upgrade		9, ben specificati tutti i requisiti richiesti	6, supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	6, supporto tecnico e formativo scarso, audit non specificati	6, pochi recapiti, non indicata la reperibilità, non specificata la qualifica del personale	7 punti, nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	5, non dichiarata la qualifica del personale, non indicata la reperibilità, supporto tecnico e formativo scarso.	
5b)		4	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	60	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	4, piena corrispondenza rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara	51
				60	64	53	52	47	66		





