

LOTTO 6				ADLER	GRUPPO BIOIMPIANTI	EXAMEDICAL	PERMEDICA	SMITH&NEPHEW	ORTHOLAB	JOHNSON&JOHNSON	WALDNER
				GENUS	K-MOD	Zen Knee	GKS Prime Flex Mobile	TC Plus	GEMINI	LCS COMPLETE	Triathlon
1	CARATTERISTICHE DELLE PROTESI:	MAX 21 di cui:									ESCLUSA
1A)	Gamma di misure. 1 punto numero di taglie inferiore a 7; 3 punti da 7 a 8 compreso; 5 punti maggiore di 9 compreso	5	Verrà apprezzato il maggior numero di misure disponibili	5, elevato numero di taglie disponibili (7 taglie normali e due plus, 6 minus)	5, elevato numero di taglie disponibili (9, di cui 3 skinny)	1, ridotto numero di taglie disponibili (6 taglie femorali)	5 punti, elevato numero di taglie disponibili (9 taglie femorali)	5 punti , elevato numero di taglie disponibili (6+4s)	3 punti , sufficiente numero di taglie disponibili,	3 punti , sufficiente numero di taglie disponibili (taglie femorali n. 7 ?)	
1b)	caratteristiche dell'impianto/sistema	9	Verrà apprezzata l'ergonomicità dell'impianto cioè la forma ed il materiale dell'impianto che garantiscono una maggior prevenzione da eventuali complicanze (mobilizzazione, usura, altro)	9, materiale con caratteristiche di massima ergonomicità e desing	6, materiale con caratteristiche di ergonomicità standard	6, materiale con caratteristiche di ergonomicità standard	9, materiale con caratteristiche di massima ergonomicità e desing	6 punti , materiale con caratteristiche di ergonomicità standard	6 punti , materiale con caratteristiche di ergonomicità standard	9 punti , materiale con caratteristiche di massima ergonomicità e desing	
1c)	modularità e varietà di accoppiamenti; 3, sufficiente numero di accoppiamenti. 5, discreto numero di accoppiamenti. 7, elevato numero di accoppiamenti.	7	Verrà apprezzato il maggior numero di accoppiamenti possibili e la loro adattabilità alle caratteristiche anatomiche del paziente.	7, taglie tibiali n. 7, in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti	7 (6 taglie tibiali), in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti	3 (6 taglie tibiali), in base al numero di taglie è possibile un sufficiente numero di accoppiamenti	7 (7 taglie tibiali) in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti	7 (6 taglie tibiali) in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti	7 in base al numero di taglie è possibile un elevato numero di accoppiamenti	5 punti (8 taglie tibiali), in base al numero di taglie è possibile un discreto numero di accoppiamenti	
2	CONFEZIONAMENTO	MAX 10 di cui									
2A)	confezionamento esterno	5	Verrà apprezzata maggiormente la protesi che garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità del prodotto	3, presenti sulla scatola due sigilli senza invito apribili solo con la forbice/bisturi; apertura molto più difficoltosa rispetto ad altri prodotti offerti	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, Non è in italiano; necessità di forbici per aprire il cellophane	4, scatola ricoperta in cellophane: necessario tagliare il cellophane con le forbici, perché apertura senza invito	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	4, taglia poco evidente; no lingua italiana	5, la protesi garantisce la maggior semplicità di apertura, la maggior sicurezza del mantenimento della sterilità e la miglior riconoscibilità	

2b)	confezionamento interno	5	Verranno apprezzate maggiormente i prodotti che garantiranno il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni.	3, le etichette sono a soffietto e tendono ad appiccicarsi l'una all'altra;	3, gli inserti sono confezionati in doppia busta di carta; la prima busta durante l'apertura si rompe facilmente; se non si fa attenzione la busta sterile può cadere	4, etichette leggibili ma solo n. 4 etichette.	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni	4, presenti solo quattro etichette per il registro/paziente (poche)	5, la protesi garantisce il massimo isolamento in base alle caratteristiche delle confezioni
3	STRUMENTARIO	MAX 14 di cui								
3a)	facilità e versatilità	10	Versatilità e praticità dello strumentario: sarà apprezzato maggiormente lo strumentario che garantisce, in maniera ottimale, la precisione della tecnica chirurgica e il bilanciamento legamentoso	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	10, piena corrispondenza	8, strumentario medio, nelle componenti proposte, nella precisione, facilità e versatilità d'uso
3b)	ergonomicità del kit	4	Verrà apprezzato maggiormente il Kit che garantisce la miglior praticità, sicurezza e intuitività di utilizzo.	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	2, garantiscono sufficiente ergonomicità	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	4, piena corrispondenza	2, garantiscono sufficiente ergonomicità
4	FOLLOW UP E VALUTAZIONE BIBLIOGRAFICA	MAX 12 di cui								
4 a)	documentazione scientifica	3	Ricerca scientifica: verranno apprezzate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione dell'efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici etc.)	3, documentazione scientifica numerosa	2, documentazione scientifica sufficiente	2, documentazione scientifica sufficiente	2, documentazione scientifica sufficiente	3, documentazione scientifica numerosa	2, documentazione scientifica sufficiente	3, documentazione scientifica numerosa
4 b)	follow up	9	Follow up clinico e indice di sopravvivenza dell'impianto. Nell'offerta tecnica dovranno essere esplicitati sia i dati da cui si ricavi l'indice di sopravvivenza dell'impianto, sia la rivista scientifica su cui sono stati pubblicati. Verrà attribuito un punteggio maggiore ai dati pubblicati su riviste indicizzate.	6, medio considerato il numero di impianti negli ultimi due anni e il tipo di rivista	0 non c'è; dichiarato espressamente dalla ditta punto o) documentazione scientifica + Follow Up	6, medio considerato il numero di impianti negli ultimi due anni e il tipo di rivista	3, follow up limitato (dati dichiarati dalla ditta, non specificate pubblicazioni); (su questo lotto cita più registri e dà due valori di sopravvivenza; file CC032)	9, ottima documentazione presentata da cui si desume un elevato follow-up	6, medio considerato il numero di impianti negli ultimi due anni e il tipo di rivista	9, ottima documentazione presentata da cui si desume un elevato follow-up
5		MAX 13 di cui								

5a)	SERVIZIO DI ASSISTENZA	9	La ditta dovrà descrivere il servizio indicando i seguenti elementi: rete dei depositi e logistica, tempi di ripristino del deposito, recapiti telefonici ed e-mail del Servizio, reperibilità notturna e festiva, numerosità e qualifica del personale, disponibilità in sala, supporto tecnico e formativo sull'utilizzo dei dispositivi. Saranno inoltre maggiormente apprezzate le offerte che garantiranno audit semestrali, controllo scadenza e corsi di formazione in occasione di up grade tecnologici delle protesi e dello strumentario.	5, non dichiarata qualifica del personale, no reperibilità, supporto tecnico e formativo scarso.	6, pochi recapiti, no reperibilità, non specificata qualifica del personale	7, no reperibilità, non specificata qualifica e numerosità del personale		7, nessun recapito, no reperibilità, descrizione della formazione del personale molto generica	6, supporto tecnico e formativo scarso; controllo scadenze e formazione se upgrade non dichiarati	5, pochi recapiti, no reperibilità, non dichiarata numerosità del personale e specifica formazione tecnico-sanitaria, non specificati audit semestrali, non specificati controlli scadenze
5b)		4	Disponibilità a consentire la restituzione della protesi senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, nel caso in cui in corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non, senza che la stessa venga poi impiantata, per un numero massimo di 3 volte.	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica	4, dichiarata la disponibilità nella relazione di assistenza tecnica
				59	52	47	59	65	56	58







