

LOTTO 24 SIRINGA PRERIEMPITA PER LAVAGGIO ACCESSI VENOSI CENTRALI

Ulteriori Osservazioni BECTON DICKINSON ITALIA SPA

- Estratto

con la presente sottopone alla Vostra attenzione alcuni commenti in merito alla Osservazione n.9.

Inserire la caratteristica di “sterilizzazione a bassa temperatura” significherebbe, per quanto a nostra conoscenza, limitare la partecipazione di almeno due ditte oltre alla scrivente contravvenendo il principio di massima concorrenza.

Il rilascio di plastificanti alla soluzione, che dà luogo al fenomeno clinico noto come disgeusia, non è legato a metodo di sterilizzazione, *[si indicano studi clinici]*.

Per quanto riguarda **l’adesione del gommino allo stantuffo**, vi segnaliamo inoltre che:

- Il bloccaggio del gommino garantisce una barriera stabile e permanente all’ingresso dei contaminanti durante il periodo di conservazione del prodotto
- Nessuna sovrappressione viene generata all’interno del catetere, ***[omissis]***